

Hr3

HAIR REVOLUTION METHOD

Hr3 es el dispositivo de uso domiciliario que tiene como objetivo potenciar cualquier tratamiento médico destinado a tratar tanto la alopecia común como androgénica, así como el envejecimiento capilar.

TRATAMIENTO EN 3 PASOS



El conjunto de estas 3 terapias convierten Hr3 en un tratamiento multidisciplinar de eficacia comprobada como coadyuvante en el tratamiento contra la alopecia y la revitalización del cabello.

Características técnicas

- 246 Diodos Láser HLED desfocalizado (30 mW / HLED)
- Emisión Pulsada a 584 Hz (Frecuencia B de Nogier)
- Espectro Emisión HLED a 630 nm ($\pm 10\%$)
- Irradiación 4,2 J/cm²
- Diferentes zonas de Trabajo: Dependiendo de dosis
- 5 programas de trabajo (Escala Hamilton-Norwood)
- Funcionamiento con Batería, Autonomía - 30 sesiones

Indicaciones

- ✓ Alopecia androgénica
- ✓ Post Hair-transplant
- ✓ Envejecimiento capilar.



[J Am Acad Dermatol](#). 2018 May;78(5):1020-1023. doi: 10.1016/j.jaad.2017.11.040. Epub 2017 Dec 1.

Effectiveness of low-level laser therapy in lichen planopilaris.

Fonda-Pascual P¹, Moreno-Arrones OM², Saceda-Corralo D², Rodrigues-Barata AR², Pindado-Ortega C², Boixeda P², Vaño-Galvan S².

[J Am Acad Dermatol](#). 2017 Jul;77(1):136-141.e5. doi: 10.1016/j.jaad.2017.02.054. Epub 2017 Apr 7.

The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: A systematic review and meta-analysis.

Adil A¹, Godwin M².

[Am J Clin Dermatol](#). 2014 Apr;15(2):115-27. doi: 10.1007/s40257-013-0060-6.

Efficacy and safety of a low-level laser device in the treatment of male and female pattern hair loss: a multicenter, randomized, sham device-controlled, double-blind study.

Jimenez JJ¹, Wikramanayake TC, Bergfeld W, Hordinsky M, Hickman JG, Hamblin MR, Schachner LA.

[Lasers Surg Med](#). 2014 Oct;46(8):601-7. doi: 10.1002/lsm.22277. Epub 2014 Aug 13.

The growth of human scalp hair in females using visible red light laser and LED sources.

Lanzafame RJ¹, Blanche RR, Chiacchierini RP, Kazmirek ER, Sklar JA.

CIENCIA GALARDONADA



El **Dr. Fonda** ganó el premio a mejor póster y ponencia de la combinación de terapia fotodinámica + LLLT para Queratosis Actínicas, gracias a una tecnología de Skymedic, el dispositivo HR3. El premio fue otorgado por la Sociedad Europea de Terapia Fotodinámica, en marzo de 2018 (Niza).



El **Dr. Fonda** ganó también el premio a mejor póster de tricología, gracias al dispositivo HR3. El premio fue otorgado por la Academia Española de Dermatología y Venereología, en mayo de 2018 mayo (Mallorca).