



Medozon mini: Un systema confiable para la terapia de ozono, normobarica.

Un manejo excelente y alta seguridad – es son marcas de los dispositivos de HERRMANN Apparetebau. Medozon compact se desarrolló de acuerdo a nuestras estrictas normas de calidad y casi puede cubrir todo el espectro de aplicaciones del ozono moderna. El emportrado platalla factil de color haces un manejo facil.

atracción del aparato:

- Adecuado para la grand autohemoterapia y para la menor autohemoterapia
- Un manejo flexible por la opcion de ozono en una jeringa.
- Tambien por la insuflacion intestinal
- Alta compatibilidad con las conexiones en la norma Luer-lock
- Interfaz de usuario multilingüe (aleman, ingles, espanol, italiano)
- Platalla factil de color por un manejo facil

datos tecnicos:

Designación del aparato:	Medozon mini
Alimentación de tensión:	100V-240V AC / 50-60Hz
Potencia absorbida:	140 VA
Concentracion de ozono:	5-60 µg/ml
Circulación:	0,6 l/min
Dimensiones (AxAxP):	337 x 159 x 348 mm
Peso:	7,4 kg
Clasificación de producto á la directiva 93/42 EWG	II a

■ Número de pedido 16683