

# NOVEDADES AEROSOLTERAPIA AEROSOL THERAPY NEW PRODUCTS

## NEBULIZADOR AEROFLAEM® - AEROFLAEM® NEBULIZER

REF. 3230211



- Unidad para aerosolterapia frecuente
- Compacto y liviano
- Compartimento de accesorios higienicamente separado del compartimento de almacenaje del cable.

- *Aerosol therapy unit for frequent use*
- *Compact and lightweight*
- *Convenient accessory compartment hygienically separated from the cord storage compartment*

### EQUIPADO CON

- Kit nebulizador RF6 basic2 compuesto por nebulizador, pipa y dispositivo antiderrame.
- Tubo de conexión de 1m.
- Mascarilla adulto de PVC
- Mascarilla nasal pediátrica

### EQUIPPED WITH

- *RF6 basic2 nebuliser kit composed of: nebuliser, mouthpiece and drug saving device*
- *1 m connection tube*
- *PVC Adult mask*
- *Child nasal prong*

## NEBULIZADOR DOCNEB® - DOCNEB® NEBULIZER

REF. 3230212



- Sistema de aerosolterapia profesional, silencioso y cómodo
- Diseñado para adaptarse a las más recientes terapias.
- Preparado para tratamientos terapéuticos rápidos e intensivos.
- Nebulizador con válvula y sistema antiderrame, en tubo caracterizado TÜV
- Nueva válvula de inspiración con dos modos de operación

- *Professional aerosoltherapy system, silent and comfort*
- *Designed to meet the most recent trend in aerosol therapy application.*
- *Fast intensive therapeutic treatments*
- *Nebuliser with valve and non-spill system, in vitro characterized by TÜV*
- *New inspiratory valve with 2 delivery modes*

### EQUIPADO CON

- Kit nebulizador RF6 PLUS compuesto por nebulizador, pipa con válvula, máscara infantil, mascarilla nasal adulto
- Tubo de conexión de 1m.
- Mascarilla adulto de PVC
- Mascarilla pediátrica de PVC
- Recambio de filtros de aire.

### EQUIPPED WITH

- *RF 6 PLUS nebuliser kit composed of: nebuliser, mouthpiece with valve, nasal prong adult and child mask*
- *1 m connection tube*
- *PVC Adult mask*
- *PVC Child mask*
- *Spare Air filter kit per unit (2 pcs)*

## NEBULIZADOR HOSPINEB® - HOSPINEB® NEBULIZER

REF. 3230213



- Unidad de aerosolterapia profesional.
- Ultrasilencioso y rápido
- Particularmente indicado para uso intensivo.
- Indicado para enfermedades graves y problemas respiratorios graves.

- *Professional aerosol therapy unit*
- *Ultrasilent and fast*
- *Particularly suitable for an intensive use*
- *Suitable for respiratory chronic and severe diseases.*

### EQUIPADO CON

- Kit nebulizador RF6 PLUS compuesto por nebulizador, pipa con válvula, mascarilla nasal.
- Tubo de conexión de 1m.
- Mascarilla adulto de PVC
- Mascarilla pediátrica de PVC
- Recambio de filtros de aire.

### EQUIPPED WITH

- *RF6 PLUS nebuliser kit composed of: nebuliser, mouthpiece with valve and nasal prong*
- *2 m connection tube*
- *PVC Adult mask*
- *PVC Child mask*
- *Spare Air filter kit per unit (2 pcs)*

	AEROFLAEM	DOCNEB	HOSPINEB
Presión máxima / Max pressure	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar
Caudal / Air flow	9 LPM	10 LPM	14 LPM
Nivel de ruido / Sound level	57 db	57 db	60 db
Peso / Weight	1.700 grs	1.600 grs	1.500 grs
Dimensiones / Sizes	270x190x110	270x190x110	210x160x110

Compresor de Pistón  
Piston compressor



## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Unidad para aerosolterapia frecuente
- Compacto y liviano
- Para un rápido y efectivo tratamiento del tracto respiratorio.
- Compartimento de accesorios higiénicamente separado del compartimento de almacenaje del cable.

## EQUIPADO CON

- Kit nebulizador RF6 basic2 compuesto por nebulizador, pipa y dispositivo antiderrame.
- Tubo de conexión de 1m.
- Mascarilla adulto de PVC
- Mascarilla nasal pediátrica

## PRODUCT DESCRIPTION

- Aerosol therapy unit for frequent use
- Compact and lightweight
- For a quick and effective treatment of the entire respiratory tract
- Convenient accessory compartment hygienically separated from the cord storage compartment

## EQUIPPED WITH

- RF6 basic2 nebuliser kit composed of: nebuliser, mouthpiece and drug saving device
- 1 m connection tube
- PVC Adult mask
- Child nasal prong

### NEBULIZADOR AEROFLAEM REF. 3230211

Alimentación	230 V AC 50 Hz
Capacidad máxima	8 ml
Presión máxima	1,5 bar
Caudal	9 LPM
Nivel de ruido	57 db
Peso	1.700 grs
Dimensiones	270x190x110

### AEROFLAEM NEBULIZER REF. 3230211

Power supply	230 V AC 50 Hz
Maximum fill volume	8 ml
Max pressure	1,5 bar
Air flow	9 LPM
Sound level	57 db
Weight	1.700 grs
Sizes	270x190x110

Embalaje en cajas de 6 unidades

Master carton with 6 units

**Compresor de Pistón**  
**Piston compressor**



**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

- Sistema de aerosolterapia profesional, silencioso y cómodo
- Diseñado para adaptarse a las más recientes terapias.
- Preparado para tratamientos terapeuticos rápidos e intensivos.
- Nebulizador con valvula y sistema antiderrame, en tubo caracterizado TÜV
- Nueva valvula de inspiración con dos modos de operación

**EQUIPADO CON**

- Kit nebulizador RF6 PLUS compuesto por nebulizador, pipa con válvula, mascarilla infantil, mascarilla nasal adulto
- Tubo de conexión de 1m.
- Mascarilla adulto de PVC
- Mascarilla pediátrica de PVC
- Recambio de filtros de aire.

**PRODUCT DESCRIPTION**

- Professional aerosoltherapy system, silent and comfort
- Designed to meet the most recent trend in aerosol therapy application.
- Fast intensive therapeutic treatments
- Nebuliser with valve and non-spill system, in vitro characterized by TÜV
- New inspiratory valve with 2 delivery modes

**EQUIPPED WITH**

- RF 6 PLUS nebuliser kit composed of: nebuliser, mouthpiece with valve, nasal prong adult and child mask
- 1 m connection tube
- PVC Adult mask
- PVC Child mask
- Spare Air filter kit per unit (2 pcs)

**NEBULIZADOR DOCNEB REF. 3230212**

Alimentación	230 V AC 50 Hz
Capacidad máxima	8 ml
Presión máxima	2,5 bar
Caudal	10 LPM
Nivel de ruido	57 db
Peso	1.600 grs
Dimensiones	270x190x110

Embalaje en cajas de 8 unidades

**DOCNEB NEBULIZER REF. 3230212**

Power supply	230 V AC 50 Hz
Maximum fill volume	8 ml
Max pressure	2,5 bar
Air flow	10 LPM
Sound level	57 db
Weight	1.600 grs
Sizes	270x190x110

Master carton with 8 units



Compresor de Pistón  
Piston compressor



#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Unidad de aerosolterapia profesional.
- Ultrasilencioso y rápido
- Particularmente indicado para uso intensivo.
- Indicado para enfermedades graves y problemas respiratorios graves.

#### EQUIPADO CON

- Kit nebulizador RF6 PLUS compuesto por nebulizador, pipa con válvula, mascarilla nasal.
- Mascarilla adulto de PVC
- Mascarilla pediátrica de PVC
- Recambio de filtros de aire.

#### PRODUCT DESCRIPTION

- Professional aerosol therapy unit
- Ultrasilent and fast
- Particularly suitable for an intensive use
- Suitable for respiratory chronic and severe diseases.

#### EQUIPPED WITH

- RF6 PLUS nebuliser kit composed of: nebuliser, mouthpiece with valve and nasal prong
- 2 m connection tube
- PVC Adult mask
- PVC Child mask
- Spare Air filter kit per unit (2 pcs)

#### NEBULIZADOR HOSPINEB REF. 3230213

Alimentación	230 V AC 50 Hz
Capacidad máxima	8 ml
Presión máxima	3,5 bar
Caudal	14 LPM
Nivel de ruido	60 db
Peso	1.500 grs
Dimensiones	210x160x110

#### HOSPINEB NEBULIZER REF. 3230213

Power supply	230 V AC 50 Hz
Maximum fill volume	8 ml
Max pressure	6,5 bar
Air flow	14 LPM
Sound level	60 db
Weight	1.500 grs
Sizes	210x160x110

Embalaje en cajas de 8 unidades

Master carton with 8 units