

BARYS PLUS

PARA USO MÉDICO · MEDICAL USE · POUR USAGE MÉDICAL

- **Fiable**
Reliable · Fiable
- **Exacta**
Precise · Exacte
- **Robusta**
Sturdy · Solide
- **Ruedas**
Wheels · Roulettes
- **Tallímetro**
Height Rod · Toise de mesure
- **Económica**
Economic · Économique
- **Personalizable**
Personalized · Personnalisable
- **Certificada**   
Certification · Certification



BARYS PLUS

Pesa Personas a doble romana robusta y fiable.

Fabricada en acero y barnizada con laca blanca de gran resistencia.
Calibrada y verificada en fábrica para garantizar resultados exactos y precisos.
Regla graduada con indicaciones de fácil lectura.
Dispone de patas niveladoras y de ruedas para transportarla fácilmente.
Válida para su uso en hospitales, colegios, empresas, etc.
Certificación  (personal).
Personalizable con el logo de su empresa (a partir de 100 unidades / año).
Tallímetro telescópico con indicador abatible.

Ficha Técnica

Max 200 kg
e 100 g
Min 2 kg
Medidas base 53 x 27,5 cm
Med. Plataforma 37,5 x 27,5 cm
Altura 148,5 cm
Peso 17,5 Kg
Tallímetro 75 a 200 cm

Personal balance beam scale.

Made in steel and varnished in high resistance white shellack.
Checked and adjusted to guarantee exact and reliable results.
Sturdy and reliable balance beam scale.
Wheels to ease transport and levelling feet.
Valid for hospitals, schools, companies, etc.
Certification  (personal).
It can be personalized with your company's logo (from 100 units / year).
Telescopic Height Rod with collapsible indicator.

Technical features

Max 200 kg
e 100 g
Min 2 kg
Base measures 53 x 27,5 cm
Platform 37,5 x 27,5 cm
Height 148,5 cm
Weight 17,5 Kg
Height Rod 75 a 200 cm

Pèse Personne à contrepoids mécanique.

Fabriqu  en acier laqu  blanc de haute r sistance.
 talonn  et contr l  en usine afin de garantir des r sultats exacts et pr cis.
Pieds ajustables et roulettes int gr es pour un transport facile.
Conforme   un usage hospitalier, scolaire, au sein d'une entreprise ...
Certification  (nnel).
Personalisation avec le logo de votre entreprise (  partir de 100 unit s   l'ann e).
Toise de mesure t l scopique avec indicateur rabattable.

Fiche Technique

Max 200 kg
e 100 g
Min 2 kg
Dimensions socle 53 x 27,5 cm
Dimensions Plateau 37,5 x 27,5 cm
Hauteur 148,5 cm
Poids 17,5 Kg
Toise de mesure 75 a 200 cm



Disamed



Disamed

DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MEDICINA, S.L.

Jaime Balmes, 6- 41007 Sevilla

T fonos.: 902889103 / 954574032

Fax.: 954584979

Web: www.disamed.es correo: info@disamed.es