

ROLLOS PARA CAMILLAS

- **PAPEL RIZADO O CREPADO EN CONTINUO Y PRECORTADO**

En blanco con varios tonos de blanco, calidades y gramajes, desde el blanco nieve al blanco más grisáceo y entre 38 y 46 gr/m². Los fabricamos en varios metrajes, en continuo y precortados a 200 y 50 cm. Gofrados y en diferentes alturas, según referencias embolsados y sin embolsar.

En colores varios: azul, verde, rosa, salmón, lila y lima.

También hacemos fabricaciones especiales según las necesidades del cliente en anchos, metros etc., con unas fabricaciones mínimas.

- **ROLLOS PLASTIFICADOS**

Se fabrican en dos calidades. Tissue bicapa plastificado, da más absorción y suavidad ya que el papel absorbe los líquidos y el plástico los retiene y hace que no pasen a la camilla. Y el polipropileno plastificado, el más resistente a todo tipo de tratamientos, este también lo fabricamos precortado cada 40 cm.

- **PAPEL TISSUE BICAPA EN CONTINUO Y PRECORTADO**

En pura pasta (100 % celulosa) y reciclado, más suave y absorbente que el papel rizado, pero con menor resistencia. Lo fabricamos gofrado y liso. En continuo y precortado a 50 y 200 cm según referencias, y en varios metrajes.

- **PAPEL RUGOSO RESISTENTE A LÍQUIDOS**

En distintas alturas y colores. Estos papeles, debido a su composición, retienen los líquidos y no traspasan a la camilla. Una vez húmedo el papel, sigue teniendo una resistencia óptima.

NOTA: Estos papeles, según partida, pueden venir con variación de gramaje (siempre superior al papel de camilla rizado), con texturas distintas y el tono de los colores verde y azul variable. Al ser partidas, no disponemos siempre de estas referencias.

- **PAPEL POLIPROPILENO CONTINUO Y PRECORTADO**

En colores blanco, azul, rosa, negro, beige, en 20 y 30 gr/m² y diferentes alturas. También se fabrica precortados cada 40 cm Este tipo de tela es muy agradable al tacto y resistente. Muy adecuado para masaje. No recomendado para trabajar con cera muy caliente.



210
210-PR
PÁG. / PAGE 19

310
310-PR
PÁG. / PAGE 19

PÁG. / PAGE	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT	ANCHO WIDE	LARGO LONG	Gr/M ²
PAPEL RIZADO O CREPADO EN CONTINUO Y PRECORTADO / PRE-CUT OR CONTINUOUS CURLED OR CREPED PAPER						
	438-G	Rollo estándar gofrado sin bolsa <i>Standard embossed roll no bag</i>	1,5 kg	58 cm	70 m	± 38
	706-G 706-GR	Rollo estándar gofrado sin bolsa <i>Standard embossed roll no bag</i>	1,5 kg	58 cm	60 m	± 44
	707-G 707-GR	Rollo estándar gofrado sin bolsa <i>Standard embossed roll no bag</i>	1,75 kg	58 cm	70 m	± 44
	708-G 708-GR	Rollo standard gofrado sin bolsa <i>Standard embossed roll no bag</i>	2 kg	58 cm.	80 m.	± 44
	107-S	Rollo blanco crema sin bolsa <i>Cream white roll with no bag</i>	1,75 kg	58 cm	70 m	± 44
	107	Rollo blanco crema <i>Cream white roll</i>	1,75 kg	58 cm	70 m	± 44
	108	Rollo blanco crema <i>Cream white roll</i>	2 kg	58 cm	80 m	± 44
18	110	Rollo blanco crema <i>Cream white roll</i>	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44
	407-S	Rollo blanco estándar sin bolsa <i>Standard white roll with no bag</i>	1,75 kg	58 cm	70 m	± 44
	407 407-PR 407-4R	Rollo blanco estándar <i>Standard white roll</i>	1,75 kg	58 cm	70 m	± 44
	408 408-PR	Rollo blanco estándar <i>Standard white roll</i>	2 kg	58 cm	80 m	± 44
	410 410-PR	Rollo blanco estándar <i>Standard white roll</i>	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44

NOTAS: Todas las referencias van en cajas de 6 rollos / NOTES: All references are in 6-roll boxes
Precortado cada 50 cm / Precortado cada 200 cm | Pre-cut every 50 cm / Pre-cut every 200 cm



PÁG. / PAGE	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT	ANCHO WIDE	LARGO LONG	Gr/M ²
PAPEL RIZADO O CREPADO EN CONTINUO Y PRECORTADO / PRE-CUT OR CONTINUOUS CURLED OR CREPED PAPER						
	208 208-PR	Rollo blanco White roll	2 kg	58 cm	80 m	± 44
18	210 210-PR	Rollo blanco White roll	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44
	308 308-PR	Rollo blanco nieve Snow white roll	2 kg	58 cm	80 m	± 44
18	310 310-PR	Rollo blanco nieve Snow white roll	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44
19	A-80	Rollo azul Blue roll	2 kg	58 cm	80 m	± 44
	A-100	Rollo azul Blue roll	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44
	V-80	Rollo verde Green roll	2 kg	58 cm	80 m	± 44
19	V-100	Rollo verde Green roll	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44
19	R-80	Rollo rosa Pink roll	2 kg	58 cm	80 m	± 44
	R-100	Rollo rosa Pink roll	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44
19	S-80	Rollo salmón Salmon roll	2 kg	58 cm	80 m	± 44
	S-100	Rollo salmón Salmon roll	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44

NOTAS: Todas las referencias van en cajas de 6 rollos / NOTES: All references are in 6-roll boxes
 Precortado cada 200 cm | Pre-cut every 200 cm



PÁG. / PAGE	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT	ANCHO WIDE	LARGO LONG	Gr/M ²
PAPEL RIZADO O CREPADO EN CONTINUO Y PRECORTADO / PRE-CUT OR CONTINUOUS CURLED OR CREPED PAPER						
	L-80	Rollo lila <i>Mauve roll</i>	2 kg	58 cm	80 m	± 44
19	L-100	Rollo lila <i>Mauve roll</i>	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44
	LI-80	Rollo lima <i>Lime roll</i>	2 kg	58 cm	80 m	± 44
19	LI-100	Rollo lima <i>Lime roll</i>	2,5 kg	58 cm	100 m	± 44
	251-8	Rollo blanco <i>White roll</i>	1,75 kg	50 cm	80 m	± 44
20	851	Rollo blanco <i>White roll</i>	2,15 kg	50 cm	100 m	± 44
20	873	Rollo blanco <i>White roll</i>	3,25 kg	75 cm	100 m	± 44
20	884	Rollo blanco <i>White roll</i>	3,75 kg	87 cm	100 m	± 44
ROLLOS PLASTIFICADOS / PLASTIFIED COUCH ROLLS						
20	870-2	Rollo tissue plastificado <i>Plastified tissue roll</i>		58 cm	80 m	18+18+12
20	121-P 121-PR	Rollo pp. plastificado <i>Pp. plastified roll</i>		58 cm	80 m	20+14
	1215PR	Rollo pp. plastificado <i>Spatula carrier ring</i>		50 cm	80 m	20+14
PAPEL TISSUE BICAPA EN CONTINUO Y PRECORTADO / TWO PLIES TISSUE PAPER						
21	898-SG	Rollo bicapa reciclado gofrado <i>Two plies embossed paper roll</i>	1,3 kg	58 cm	60 m	20+20
21	898-G	Rollo bicapa pura pasta gofrado <i>Two plies embossed paper roll</i>	1,3 kg	58 cm	60 m	18+18

NOTAS: Todas las referencias van en cajas de 6 rollos / NOTES: All references are in 6-roll boxes
 Precortado cada 40 cm / Precortado cada 50 cm | Pre-cut every 40 cm / Pre-cut every 50 cm



	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT	ANCHO WIDE	LARGO LONG	Gr/M ²
PAPEL TISSUE BICAPA EN CONTINUO Y PRECORTADO / TWO PLYS TISSUE PAPER						
21	892-2 892-2R	Rollo bicapa reciclado <i>Two plies recycled roll</i>	1,8 kg	58 cm	80 m	20+20
	891-2 891-2R	Rollo bicapa reciclado <i>Two plies recycled roll</i>	2,25 kg	58 cm	100 m	20+20
	897-2R	Rollo bicapa pura pasta <i>Two plies pure pulp roll</i>	1,5 kg	58 cm	70 m	18+18
	895-2 895-2R 895-4R	Rollo bicapa pura pasta <i>Two plies pure pulp roll</i>	1,75 kg	58 cm	80 m	18+18
21	894-2 894-2R	Rollo bicapa pura pasta <i>Two plies pure pulp roll</i>	2,2 kg	58 cm	100 m	18+18
21	890-2R	Rollo bicapa reciclado <i>Two plies recycled paper roll</i>	1,55 kg	50 cm	80 m	20+20
21	893-2R	Rollo bicapa pura pasta <i>Two plies pure pulp roll</i>	1,3 kg	50 cm	70 m	18+18
PAPEL RUGOSO RESISTENTE A LÍQUIDOS / ROUGH PAPER RESISTANT TO LIQUIDS						
	N-80	Rollo blanco nieve <i>Snow white roll</i>	2,3/2,5 kg	58 cm		48/58
	N-100	Rollo blanco nieve <i>Snow white rolle</i>	2,8/3 kg	58 cm		48/58
	V-81	Rollo verde <i>Green roll</i>	2,3/2,5 kg	58 cm		48/58
	V-101	Rollo verde <i>Green roll</i>	2,8/3 kg	58 cm		48/58
	VE-81	Rollo verde especial <i>Special green roll</i>	2,3/2,5 kg	58 cm		48/58
	VE-01	Rollo verde especial <i>Special green roll</i>	2,8/3 kg	58 cm		48/58

NOTAS: Todas las referencias van en cajas de 6 rollos / NOTES: All references are in 6-roll boxes
 Precortado cada 50 cm / Precortado cada 200 cm | Pre-cut every 50 cm / Pre-cut every 200 cm



PÁG. / PAGE	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT	ANCHO WIDE	LARGO LONG	Gr/M ²
PAPEL RUGOSO RESISTENTE A LÍQUIDOS / ROUGH PAPER RESISTANT TO LIQUIDS						
	A-81	Rollo azul Blue roll	2,3/2,5 kg	58 cm		48/58
	A-101	Rollo azul Blue roll	2,8/3 kg	58 cm		48/58
	AE-81	Rollo azul especial Special blue roll	2,3/2,5 kg	58 cm		48/58
	AE-01	Rollo azul especial Special blue roll	2,8/3 kg	58 cm		48/58
	5080V	Rollo verde Green roll	2 kg	50 cm		48/58
	5010V	Rollo verde Green roll	2,4/2,5 kg	50 cm		48/58
	5080A	Rollo azul Blue roll	2 kg	50 cm		48/58
	5010A	Rollo azul Blue roll	2,4/2,5 kg	50 cm		48/58
	7510V	Rollo verde Green roll	3,7/4 kg	75 cm		48/58
	7510A	Rollo azul Blue roll	3,7/4 kg	75 cm		48/58
	8510V	Rollo verde Green roll	4,2/4,5 kg	85 cm		48/58
	8510A	Rollo azul Blue roll	4,2/4,5 kg	85 cm		48/58

NOTAS: Todas las referencias van en cajas de 6 rollos / NOTES: All references are in 6-roll boxes



PÁG. / PAGE	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT	ANCHO WIDE	LARGO LONG	Gr/M ²
PAPEL POLIPROPILENO CONTINUO Y PRECORTADO / POLYPROPYLEN CONTINUOUS & PRECUT PAPER						
23	121 121-R	Rollo pp. blanco <i>Pp. white roll</i>		58 cm	80 m	20
	130 130-R	Rollo pp. blanco <i>Pp. white roll</i>		58 cm	80 m	30
23	111 111-R	Rollo pp. rosa <i>Pp. pink roll</i>		58 cm	80 m	20
23	118 118-R	Rollo pp. azul claro <i>Pp. light blue roll</i>		58 cm	80 m	20
23	121-B	Rollo pp. beige <i>Pp. beige roll</i>		58 cm	80 m	20
23	121-N 121-NR	Rollo pp. negro <i>Pp. black roll</i>		58 cm	80 m	20
23	121-7 121-7R	Rollo pp. blanco <i>Pp. white roll</i>		75 cm	100 m	20
	121-8 121-8R	Rollo pp. blanco <i>Pp. white roll</i>		87 cm	100 m	20
	121-7B	Rollo pp. beige <i>Pp. beige roll</i>		75 cm	80 m	20
23	121-5	Rollo pp. blanco <i>Pp. white roll</i>		50 cm	80 m	20
	121-5B	Rollo pp. beige <i>Pp. beige roll</i>		50 cm	80 m	20

NOTAS: Todas las referencias van en cajas de 6 rollos / NOTES: All references are in 6-roll boxes
 Precortado cada 40 cm | Pre-cut every 40 cm