



**MONITOR MULTIPARAMETRICO
PORTATIL DE SIGNOS VITALES**

BM1

CAPNO

- SpO2, PNI, Temp, etCO2 (Opc)
- 2 Curvas en pantalla TFT Color HR
- Memoria 72 Horas. Revisable.
- Portátil de 1 Kg de peso.



ESPECIFICACIONES

PARAMETROS

SpO₂ Nellcor® compatible

Rango saturación % 0% a 100%
Rango ratio pulso 20 a 300 bpm
Exactitud SpO₂ 70% a 100% ± 2 dig.
Exactitud Ratio Pulso ± 2 bpm.

PNI

Técnica Oscilométrica
Modos de medida Manual: Medida simple
Auto: Intervalos automáticos:
2, 5, 10, 15, 30, 60, 90 seg.
Presión manguito 10 a 300 mmHg.
Rango medidas P.S. Sistólica: 60 a 250 mmHg
P.Media: 45 a 236 mmHg.
Diastólica 40 a 220 mmHg.
Rango Ratio Pulso 40 a 200 bpm.
Exactitud NIBP ANSI/AAMI SP10-1992
Presión de inflado manguito ajustable.

TEMPERATURA

Rango 15°C a 45°C
Exactitud 25°C a 45°C ± 0,2°C
15°C a 24°C ± 0,3°C
Compatible con YSI series 400 sensor Temp.

EtCO₂ (Modulo opcional) 3 modos a escoger.

Métodos Microstream (Oridion)
Sidestream
Mainstream
Rango medidas 0 — 99 mmHg
Rango respiración 0 — 150 rpm
Exactitud ± 2 mmHg. - 0 ~ 40 mmHg
± 5%. - 41 ~ 76 mmHg.
± 10%. - 77 ~ 99 mmHg.
Resolución 1 mmHg.
Alarma apnea Si

GENERALES

PANTALLA

TFT 4,7 " TFT color
Salida VGA directa a Monitor

INDICADORES

+ 2 CURVAS (SpO₂, CO₂)
Alarmas (4 niveles programables)
Alarmas visuales y sonoras
Tono de ratio cardíaco.
Carga de batería.
Todos los parámetros.
Últimas 20 con 10 seg de curvas.

INTERFACES

Conector Input DC 10-16VDC. 3A
Salida desfibrilador sincronizado.
Nivel señal: 0 a 5 V pulso
Ancho pulso: 100 ± 10 ms
RS232 salida digital p/ transferir
datos a PC externo.
Llamada enfermera.

BATERIA

Interna incorporada.
Indicador de carga de la batería.
Duración: 2,5 Horas.

TENDENCIAS

Tabulares y graficas. 72 horas
Tabulares:
Memoria 72 Horas
Intervalo de valores: 20 seg.
Rango: de 2h a 12 horas
Formato: Tabla
Gráficas.
NIBP cada medida.
Resto: Cada 15 min.
En condiciones de alarma

TEMPERATURA:

Operativa de 0°C A 50°C
Almacenamiento 20°C a 60°C

ALIMENTACIÓN

DC 10 a 18 VDC 2,5 A max.



EN PORTABILIDAD EL TAMAÑO Y EL PESO SI IMPORTAN

Disamed

DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MEDICINA, S.L.

Jaime Balmes, 6- 41007 Sevilla
Tfnos.: 902889103 / 954574032
Fax.: 954584979
info@disamed.com