

Presoterapia inteligente

24 salidas

Ajuste de pantalón automático:
altura y anchura



emovex

estamos en tu piel

EMOPRESS-24

Fabricado en España



FICHA TÉCNICA

sistema:	Presoterapia Digital con Control de Presión Inteligente
áreas de tratamiento:	Pies, tobillos, gemelos, rodillas, muslos, ingles y abdomen
extras:	<ul style="list-style-type: none">· pantalla color táctil capacitiva 10"· control de sesiones· software multilíngüe actualizable· control brillo pantalla· selección de cámaras activas· 10 tratamientos programados· tratamiento modo experto
certificación:	CE EN-60601
refrigeración:	ventilación forzada de aire
peso bruto:	12 Kg
medidas:	42.5 x 37.5 x 18.2 cm
alimentación:	100-320 Vca / 50-60 Hz
potencia máxima:	100W



+ (34) 608 361 260



buzon@emovex.es



www.emovex.es



@emovex.es



@emovex.es

EMOPRESS-24

Método terapéutico muy utilizado en estética, fisioterapia, medicina estética, oncología y angiología para el drenaje y reducción de edemas venosos y linfáticos. Produce una activación de la circulación de retorno (venosa y linfática) estimulando la reabsorción de líquidos intersticiales y el drenaje de estos líquidos hacia los filtros orgánicos.

EMOPRESS-24, además de sus 18 programas de tratamientos programados de serie, es el primer equipo de presoterapia que incorpora el control digital de presión y un modo del sistema en el que se adapta a cada paciente durante el tratamiento.

A través de las ondas de presión, la presoterapia estimula el sistema circulatorio, generando un drenaje linfático y contribuyendo así con la eliminación de líquidos, grasas y toxinas que generan la celulitis, edemas, linfoedemas y trastornos venosos como las várices.

La presoterapia logra reactivar el sistema circulatorio, aumenta la oxigenación del cuerpo, estimula el sistema inmunológico y tonifica los músculos. Además de estos beneficios médicos, encontramos entre sus ventajas estéticas que la presoterapia elimina la celulitis, previene la formación de nueva, y modela y reafirma glúteos y piernas.

¿A quién va destinada la presoterapia?

Si quisiéramos agrupar a los pacientes que escogen o se les recomienda la presoterapia, podríamos comenzar por dos grandes grupos:

- **Quiénes necesitan solucionar un problema médico:** ellos recurrirán a la presoterapia para resolver trastornos del sistema circulatorio, eliminar várices o edemas, o tratar problemas de vascularización o de irrigación que surgen en un postoperatorio (por ejemplo, la presoterapia se suele aplicar no sólo en piernas y glúteos, sino también en los brazos de alguien que ha pasado por una masectomía).

- **Quiénes desean obtener una mejora estética:** entre estos casos, el más común es el tratamiento de la celulitis y de la obesidad, ya que la presoterapia ayuda a eliminar la celulitis acumulada y a prevenir futuras acumulaciones adiposas que generan más celulitis, al mismo tiempo que modela el cuerpo, reduciendo centímetros.

Al mismo tiempo, la presoterapia es un buen tratamiento para aquellas personas que deseen adelgazar, y acompañar una dieta con un tratamiento modelador que, mediante la técnica de la presoterapia, ayude a potenciar el descenso y a modelar y tonificar el cuerpo, evitar la retención de líquidos, eliminar celulitis y evitar la flaccidez característica de la obesidad o de cuerpos que han sufrido un descenso abrupto de peso.



Diseño y fabricación de equipos médico-estéticos