


# lipopras®

Lipofilling y regeneración de tejidos.

Equipos para la obtención de concentrados de sustancias autólogas. Opciones disponibles en 20, 40, 60 y 80 ml.



©deco-H4\_P9-1212

## Descripción

Equipo para la obtención de concentrados de grasa autóloga.

Garantiza la obtención de grasa, en entorno totalmente aseptico, utilizado en combinación con la unidad central "duograftor".

Simple, fiable y flexible de usar, adaptable a todo tipo de protocolo.

Los concentrados obtenidos son aplicados en cirugía plástica y medicina estética principalmente como rellenos (Lipofilling).

Volumenes variables de concentrados (desde 5ml, hasta 20ml), según necesidades quirúrgicas o de tratamiento,

Extraordinaria versatilidad para la obtención de sustancias autólogas concentradas, completada con una gama de accesorios y elementos de aplicación.

## Características técnicas

Cada equipo de 20ml, está compuesto por los siguientes elementos:

- 1 Cilindro multifunción de 20 ml, con émbolo y tapón.
- 1 Cilindro de 20ml, neutro con tapón, para compensar los pesos durante la centrifugación.
- 1 Aguja de 20G, para venting durante la transferencia del tejido aspirado, durante la lipoaspiración al cilindro multifunción.
- 1 Jeringa c/cono luer-lock macho de 12ml.
- 1 Jeringa c/cono luer-lock macho de 6ml.
- 1 Conector/transfer c/cono luer-lock hembra/hembra.
- 1 Funda de esterilidad, para el cilindro multifunción de 20ml.
- 1 Tapón cóno luer-lock hembra para las jeringas de grasa.

Elementos fabricados en compuesto multipolímero acrílico, carente de carga estática, garantizando la libre suspensión de partículas y su no adhesión al elemento utilizado.

Volumenes de concentrados autólogos variables a voluntad, optimizando su uso en cada aplicación.

Control visual y variable de la retirada del concentrado.

Cumple las directivas y normas CE.

Empaquetado en bolsa pelable, Producto de un sólo uso estéril y aseptérico. Suministrado en cajas de 10 uds.

**Propiedades del concentrado obtenido:** No inflamatorio, autólogo, económico, comportamiento natural y rico en células madre adultas.


## Referencias

Equipo 20 ml.	Ref. P9-1212
Equipo 40 ml.	Ref. P9-1222
Equipo 60 ml.	Ref. P9-1232
Equipo 80 ml.	Ref. P9-1242

# lipopras®

Lipofilling y regeneración de tejidos.

Componentes estériles suministrados en bolsa peelable en cajas de 10 unidades.



#### Equipo de 20 mL

- 1 Jeringa de 12mL para plasma pobre
- 1 Jeringa de 6mL para plasma rico
- 1 Jeringa de 1mL para el activador
- 1 Cilindro de obtención 20mL
- 2 Tapones protectores de los cilindros
- 1 Funda estéril
- 1 Cilindro de compensación
- 1 Émbolo multifunción
- 1 Dispositivo de movilización
- 1 Tapón luer-lock hembra
- 2 Conector para transferencias
- 1 Aguja de aspiración del activador
- 1 Aguja de purga
- 1 Tapón luer-lock macho

#### Equipo de 40 mL

- 2 Jeringas de 12mL para plasma pobre
- 2 Jeringas de 6mL para plasma rico
- 1 Jeringa de 1mL para el activador
- 2 Cilindros de obtención 20mL
- 2 Tapones protectores de los cilindros
- 2 Fundas estériles
- 2 Émbolos multifunción
- 2 Dispositivos de movilización
- 2 Tapones luer-lock hembra
- 2 Conectores para transferencias
- 1 Aguja de aspiración del activador
- 2 Agujas de purga
- 2 Tapón luer-lock macho

#### Equipo de 60 mL

- 3 Jeringas de 12mL para plasma pobre
- 3 Jeringas de 6mL para plasma rico
- 1 Jeringa de 1mL para el activador
- 3 Cilindros de obtención 20mL
- 4 Tapones protectores de los cilindros
- 3 Fundas estériles
- 1 Cilindro de compensación
- 3 Émbolos multifunción
- 3 Dispositivos de movilización
- 3 Tapones luer-lock hembra
- 2 Conectores para transferencias
- 1 Aguja de aspiración del activador
- 3 Agujas de purga
- 3 Tapón luer-lock macho

#### Equipo de 80 mL

- 4 Jeringas de 12mL para plasma pobre
- 4 Jeringas de 6mL para plasma rico
- 1 Jeringa de 1mL para el activador
- 4 Cilindros de obtención 20mL
- 4 Tapones protectores de los cilindros
- 4 Fundas estériles
- 4 Émbolos multifunción
- 4 Dispositivos de movilización
- 4 Tapones luer-lock hembra
- 2 Conectores para transferencias
- 1 Aguja de aspiración del activador
- 4 Agujas de purga
- 4 Tapón luer-lock macho

# Disamed

DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MEDICINA, S.L.

Jaime Balmes, 6- 41007 Sevilla

Tfnos.: 902889103 / 954574032

Fax.: 954584979

info@disamed.com