

mesopras®

Antiaging: Bioestimulación cutánea.

Equipos para la obtención de plasma rico en Agentes Señalizadores PRAS.

Equipo disponible en 20 y 40ml.



(Foto: Adi: Pk - 12/12)

Descripción

Equipo para la obtención de plasma autólogo, rico en agentes señalizadores (PRAS).

Garantiza la obtención de plasma, en entorno totalmente estéril, utilizado en combinación con la unidad central "omnigraftor" y "duograftor".

Simple, fiable y flexible de usar, adaptable a todo tipo de protocolo.

El plasma obtenido es aplicado en cirugía, regeneración tisular y bioestimulación cutánea.

Volumenes variables de sangre (desde 5ml., hasta 20ml.) y de plasma, según necesidades quirúrgicas o de tratamiento;

Selección del volumen de plasma rico/pobre, según aplicación.

Extraordinaria versatilidad para la obtención de plasma y de fibrina, completada con una gama de accesorios y elementos de aplicación.

Características técnicas

Cada equipo de 20ml. está compuesto por los siguientes elementos:

- 1 Cilindro multifunción de 20 ml., con émbolo y tapón,
- 1 Cilindro de 20ml. neutro con tapón, para compensar los pesos durante la centrifugación,
- 2 Agujas de 20G., para infusión y venting de la sangre anticoagulada,
- 2 Conectores/transfers cónico luer-lock hembra/hembra,
- 2 Tapones como luer-lock hembra.

Elementos fabricados en compuesto multipolímero acrílico, carente de carga estática, garantizando la libre suspensión de partículas y su no adhesión al elemento utilizado.

Volumenes de plasma variables a voluntad, optimizando su uso en cada aplicación quirúrgica.

Control visual y variable de la retirada del plasma PPP / PRP.

Cumple las directivas y normas CE.

Empaquetado en bolsa pelable. Producto de un sólo uso estéril y aseptógeno. Suministrado en cajas de 10 uds.

Propiedades del plasma obtenido: No inflamatorio, autólogo, hemostático, acelerador de la regeneración de tejidos y bioestimulante.

Referencias

Equipo 20 ml.	Ref. Ps-7212
Equipo 40 ml.	Ref. Ps-7222

mesopras®

Antielaging Bioestimulación cutánea.

Componentes estériles suministrados en bolsa sellable en cajas de 10 unidades.

Tapón protector



Tapón protector



Agujas de purga y transferencia



Tapones Jue•lock hembra



Dispositivo de movilización



Conector para transferencias



Cilindro de obtención 20 mL

Cilindro de compensación

Émbolo multifunción

Equipo de 20 mL

- 1 Cilindro de obtención 20mL
- 2 Tapones protectores de los cilindros
- 1 Cilindro de compensación
- 1 Émbolo multifunción
- 1 Dispositivo de movilización
- 2 Tapones Jue•lock hembra
- 2 Conector para transferencias
- 2 Agujas de purga y transferencia

Equipo de 40 mL

- 2 Cilindros de obtención 20mL
- 2 Tapones protectores de los cilindros
- 2 Émbolos multifunción
- 2 Dispositivos de movilización
- 4 Tapones Jue•lock hembra
- 2 Conectores para transferencias
- 4 Agujas de purga y transferencia

Disamed

DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MEDICINA, S.L.

Jaime Balmes, 6- 41007 Sevilla

Tfnos.: 902889103 / 954574032

Fax.: 954584979

info@disamed.com