

SISTEMA DE ASPIRACIÓN SERRES



- Un único modelo de bolsa por tamaño.
- Filtro bacteriano y válvula de cierre incluidos en todos los modelos.
- Permite la conexión en serie de hasta 8 bolsas.
- Más rápido de utilizar:
 - Sólo se necesita hacer la conexión de paciente.
- Mayor seguridad:
 - Sin errores de conexión.
 - Fácil de usar, aprender y enseñar.
- Más práctico:
 - Menor número de productos para cubrir todas las necesidades.
- Más facilidad de almacenamiento.

Volumen	3 Litro	2 Litros	1 Litros
Max.	3,3 L	2,3 L	1,2 L
Escala	0,1 L	0,1 L	0,1 L
Contenedores: (Reutilizable y esterilizable en autoclave a 121°C)			
Código	81756	75000	74998
Medida	133x163	133x163	135x100
Altura	340	251	197
Max. Vacío	95kPa	95kPa	95kPa
Bolsas:			
Código	81755	140993	140992
Tapa	Ø 135	Ø 135	128x92
Altura	396	313	242
Peso	71g	64g	52g
Materiales:			
Contenedor	Policarbonato PC		
Tapa	Polietileno PE		
Bolsa	Polietileno PE		
Conectores (bolsa)	Polipropileno PP		
Conector (vacío)	Elastómero termoplástico TPE		
Filtro	Polietileno / Polímero natural		

Disamed

DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MEDICINA, S.L.

Jaime Balmes, 6- 41007 Sevilla

Tfnos.: 902889103 / 954574032

Fax.: 954584979

Web: www.disamed.es correo: info@disamed.es