Disamed

KIT RECOLECTOR DE GRASA AUTOCLAVABLE Y REESTERILIZABLE

- Reutilizable.
- Capacidad disponible: 250/500/1000/2000/3000
- Tapa y sistema de seguridad autoclavable
- Sistema de seguridad anti reflujo de grasa al liposuctor

• Conexión luer-lock para extracción de grasa en la base.





Tapa frasco: LI000770420
Conector a tubo : LI000771011
Frasco 1 ltr.: LI000770110
Tubo salida con clamp: LI00000TRSB



DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MEDICINA, S.L.

Jaime Balmes, 6- 41007 Sevilla

Tfnos.: 954574032 (5 lineas) Fax.: 954584979 Web: www.disamed.es - correo: info@disamed.es