

Lupas Binoculares HEINE

	HR	HRP	C
Aumento			
2.3x			<input type="checkbox"/>
2.5x	<input type="checkbox"/>		
3.5x		<input type="checkbox"/>	
4x		<input type="checkbox"/>	
6x		<input type="checkbox"/>	
Distancia de trabajo			
250 mm (con lupas adicionales)	<input type="checkbox"/>	--	--
340mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
450mm	--	--	<input type="checkbox"/>
520mm	<input type="checkbox"/>	--	--
Variantes portables			
S-FRAME			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Cinta craneal Lightweight			
	--	--	<input type="checkbox"/>
Cinta craneal Professional			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Montura de metal simple			
	--	--	<input type="checkbox"/>
Accesorios			
Lupas de acercamiento*	<input type="checkbox"/> (para 340mm)	--	--
Cristales de protección	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED LoupeLight (páginas 113/114)			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Características			
Función i-View**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Modular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Hidrófugo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Óptica acromática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Lentes correctoras opcionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
página	106 – 107	108 – 109	110

NUEVO!

* Con los lupas de acercamiento y las lupas binoculares HR 2,5x/340mm se reduce la distancia de trabajo a 250mm.

**Función del i-View: Permite cualquier ángulo de visión y la lupa se puede bascular hacia arriba independiente del haz de iluminación.